

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 平成29年4月1日(土)受付分より

■変更内容

検査項目	変更箇所	新	旧	変更内容	検査案内掲載頁
1311<アガロース法> リポ蛋白分画	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL	検体量の見直し	p42
7570  アセトアミノフェン	検査方法	E I A	酵素法	試薬販売中止に伴う改良試薬の変更	p50 ・ p188
	基準範囲 有効治療 濃度	中毒域 $\mu\text{g/mL}$ 200.1 以上 (4 時間) 100.1 以上 (8 時間) 50.1 以上 (12 時間)	中毒域 $\mu\text{g/mL}$ 4 時間後 200.0 以上 12 時間後 50.0 以上		
	報告下限値	5.0 未満 $\mu\text{g/mL}$	10.0 以下 $\mu\text{g/mL}$		
	相 関 式	新法=0.927×旧法+6.347 r=0.998 n=100			
6664 総三塩化物	採 取 量	尿 1mL	尿 5mL	採尿量の見直し	p52
7555 三塩化酢酸					
7556 三塩化エタノール					
1331 ALPアイソザイム	検 体 量	血清 0.3mL	血清 0.2mL	検体量の見直し	p54
1341<血清> アミラーゼアイソザイム					
1321 LDアイソザイム					
1351 CKアイソザイム					
3199 H I V - 1 核 酸 定 量	検 体 量	血漿 1.8mL	血漿 3mL	測定試薬の変更	p96・ p154
相 関 式	新法=0.984×旧法-0.082 r=0.968 n=102				
1265<初尿> 1291<うがい液> クラミジア・トラコマチス 核酸検出	容 器	34 専用容器 スピッツおよび滅菌 スポイトセット	34 専用容器 スピッツ	同一メーカーの改良品に変更	p82・ p152
2921(新)	項目コード	2921	1844	試薬販売中止に伴う改良試薬の変更	未掲載
抗アクアポリン4抗体	基準範囲	3.0 未満 U/mL	5.0 未満 U/mL		
	報告上限値	40.0 以上 U/mL	75.0 以上 U/mL		
	報告下限値	1.5 未満 U/mL	1.3 未満 U/mL		
	相 関 式	新法=0.544×旧法+0.107 r=0.883 n=118			

以上

\*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション  
2017-A-008