

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

## 1. 検査内容変更

■変更日 令和3年9月2日(木)受付分より

検査項目	変更箇所	新	旧	変更理由	検査案内掲載頁	
3128(血清) 肺サーファクタント 蛋白-D(SP-D)	検体量	血清 0.5mL	血清 0.2mL	測定試薬 の変更	p38	
	検査方法	CLEIA	EIA			
	報告下限値	15.0未満 ng/mL	17.2以下 ng/mL			
	相関式	新法=0.973×旧法+24.947 r=0.973 n=106				
6321 塩基性フェトプロテイン (BFP)	所要日数	3~9日	3~5日	所要日数 検体量の 変更	p59	
6394 シアリルLe <sup>x</sup> 抗原 (CSLEX)			3~7日		p60	
7572 プロプラノロール			5~18日		5~11日	p183
7508 亜硝酸/硝酸イオン			4~17日		4~10日	未掲載
フォン・ウィルブランド 因子マルチマー解析			9~13日		9~15日	
4271(血清)新 サイトメガロウイルス IgG型抗体価	検体量	血漿 0.4mL	血漿 0.5mL	測定試薬 の変更	p91	
	項目コード	4271	3862			
	検査方法	CLIA	EIA			
	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL			
	基準範囲	6.0未満 (-) <sup>※次頁参照</sup>	2.0未満 (-)			
	単位	AU/mL	なし			
	報告下限値	6.0未満	2.0未満			
	報告上限値	250.0以上	128.0以上			
	所要日数	3~4日	3~5日			
相関式	新法=7.859×旧法+12.089 r=0.606 n=60					
4304(血清)新 サイトメガロウイルス IgM型抗体価	項目コード	4304	3864	測定試薬 の変更	p91	
	検査方法	CLIA	EIA			
	検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL			
	基準範囲	0.85未満 (-) <sup>※次頁参照</sup>	0.80未満 (-)			
	単位	S/CO	なし			
	報告上限値	999.99以上	99.90			
	所要日数	3~4日	3~5日			
	相関式	新法=2.415×旧法-1.221 r=0.699 n=95				

(裏面へ続く)

検査項目	変更箇所	新	旧	変更理由	検査案内掲載頁	
3844(髄液) 3846(尿) 3847(組織) サイトメガロウイルスDNA	検 体 量	髄液 0.7mL	髄液 0.5mL	検体量の見直し	p104	
		尿 0.7mL	尿 0.5mL			
		組織 50mg	組織 5mg			
3716(血清) ヒトヘルペスウイルス 6型DNA		血清 0.7mL	血清 0.5mL			
髄液 0.7mL		髄液 0.5mL				
組織 50mg		組織 5mg				
ヒトヘルペスウイルス 7型DNA		血清 0.7mL	血清 0.5mL		未掲載	
		髄液 0.7mL	髄液 0.5mL			
		組織 50mg	組織 5mg			
2992(尿) アデノウイルスDNA		尿 0.7mL	尿 0.5mL		検体量の見直し	p105
3631(髄液) 水痘・帯状ヘルペス ウイルスDNA		髄液 0.7mL	髄液 0.5mL			
		髄液 0.7mL	髄液 0.5mL			
3298(髄液) 単純ヘルペスウイルス DNA	組織 50mg	組織 5mg				
	組織 50mg	組織 5mg				
3164(血清) ヒトパルボウイルス B19DNA	血清 0.7mL	血清 0.5mL				
	血清 0.7mL	血清 0.5mL				
7250(肺胞洗浄液・胸水) ニューモシスチス イロペチDNA	肺胞洗浄液 0.7mL	肺胞洗浄液 0.5mL	p148			
	胸水 0.7mL	胸水 0.5mL				

■サイトメガロウイルス I g G・サイトメガロウイルス I g M型抗体価の判定基準

判定	I g G (AU/mL)	I g M (S/CO)
－	6.0 未満	0.85 未満
±	設定なし	0.85～1.00 未満
+	6.0 以上	1.00 以上

2. 検査受託中止

■最終受託日 令和3年9月1日(水)

検査項目	中止理由	検査案内掲載頁	代替項目
3919(髄液) サイトメガロウイルス I g G	検査材料の一本化のため	p91	髄液に関しましては、 代替項目はございません
3921(髄液) サイトメガロウイルス I g M			

以上

\*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション  
2021-A-034