

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

この度、ウイルスDNA検査<患部ぬぐい液>の保存法および容器を変更させていただくことになりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

敬白

記


■変更日 令和4年3月31日(木) 受付分より

■変更内容

検査項目	変更箇所	新	旧	検査案内掲載頁		
3845 サイトメガロウイルスDNA <患部ぬぐい液>	保存法	冷凍	常温	p104		
ヒトヘルペスウイルス6型DNA <患部ぬぐい液>						
2991 アデノウイルスDNA <結膜ぬぐい液>	容器			23:滅菌スピッツ ^{注)} 下図参照	39:ウイルスDNA検査 <患部ぬぐい液> 下図参照	p105
3633 水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA <患部ぬぐい液>						
3300 単純ヘルペスウイルスDNA <患部ぬぐい液>						

注) あらかじめ生理食塩水1mLをご用意し、滅菌スピッツに入れて下さい。患部をぬぐった滅菌綿棒を容器に入れ、そのまま冷凍保存して下さい。

■容器



以上

*お問合せ先 : 029-837-2721 総合インフォメーション
2022-A-007