

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
基幹項目					
1.尿・糞便等検査					
	D 0 0 0	尿中一般物質定性半定量検査			
		pH 蛋白定性 グルコース ウロビリノゲン ビリルビン ケトン体 潜血反応 試験紙法による尿細菌検査（亜硝酸塩） 食塩 試験紙法による白血球検査（白血球エステラーゼ） 比重 ウロビリニン定性	尿	試験紙法 屈折法(US3500MS) Schleiminger法	6-URI-4109 6-URI-4101 6-URI-4103 6-URI-4105 6-URI-4106 6-URI-4107 6-URI-4108 6-URI-4135 6-URI-4809 6-URI-4100 6-URI-4110 6-URI-4113
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査			
		尿蛋白	尿	ピロガロール・レッド法	6-URI-4102 6-URI-4168
		尿グルコース	尿	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法	6-URI-4104 6-URI-4167
	D 0 0 2	尿沈渣（鏡検法）			
		尿沈渣（鏡検法）	尿	鏡検法	6-URI-4001
	D 0 0 3	糞便検査			
		糞便中ヘモグロビン	糞便	ラテックス凝集法	6-URI-4378・4379
2 血液学的検査					
	D 0 0 5	血液形態・機能検査			
		網赤血球数	血液	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法/鏡検法	6-HEM-2009
		末梢血液像（自動機械法）	血液	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法	6-HEM-2201
		好酸球数	血液	半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 鏡検法	6-HEM-2809
		末梢血液一般検査 赤血球 白血球 血色素 ヘマトクリット 血小板	血液	RBC:シースフローDC検出法 WBC:半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 Hb:SLS-ヘモグロビン法 Ht:赤血球パルス波高値検出法 PLT:シースフローDC検出法	6-HEM-2002 6-HEM-2001 6-HEM-2003 6-HEM-2004 6-HEM-2008

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		末梢血液像（鏡検法）	血液	Wright-Giemsa法 DAB(POD)法 ベルリン青染色法 アゾ色素法 McManas変法 朝長法	6-HEM-2201-26 6-HEM-2301・2311 6-HEM-2302・2312 6-HEM-2303・2304・ 2313・2314・2320-21 6-HEM-2305・2315 6-HEM-2306・2316
		ヘモグロビンA1c（HbA1c）	血液	酵素法	6-AUT-1068
	D006	出血・凝固検査			
		プロトロンビン時間（PT）	血漿	凝固法	6-HEM-2101
		フィブリノゲン定量	血漿	凝固法	6-HEM-2106
		活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	血漿	凝固法	6-HEM-2104
		フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定量	血漿	LIA法	6-HEM-2123
		Dダイマー	血漿	LIA法	6-HEM-7118
3 生化学的検査 I					
	D007	血液化学検査			
		総ビリルビン	血清	バナジン酸酸化法	6-AUT-1004
		直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、	血清	バナジン酸酸化法	6-AUT-1005
		総蛋白	血清	ビウレット法	6-AUT-1001
		アルブミン（BCP改良法・BCG法）	血清	BCP改良法 BCG法	6-AUT-1002 6-AUT-1083
		尿素窒素	血清・尿	ウレアーゼGIDH法 アンモニア消 去法	6-AUT-1029 6-AUT-1409 6-AUT-1429
		クレアチニン	血清・尿	酵素法	6-AUT-1030 6-AUT-1410 6-AUT-1430
		尿酸	血清・尿	ウリカーゼPOD法	6-AUT-1028 6-AUT-1408 6-AUT-1428
		アルカリホスファターゼ（ALP）	血清	IFCC対応法	6-AUT-1159
		コリンエステラーゼ（ChE）	血清	JSCC標準化対応法	6-AUT-1017
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清	JSCC標準化対応法	6-AUT-1013
		中性脂肪	血清	酵素法（遊離グリセロール消 去法）	6-AUT-1024

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		ナトリウム及びクロール	血清・尿	ISE法	6-AUT-1032 6-AUT-1402 6-AUT-1422 6-AUT-1034 6-AUT-1404 6-AUT-1424
		カリウム	血清・尿	ISE法	6-AUT-1033 6-AUT-1403 6-AUT-1423
		カルシウム	血清・尿	アルセナゾⅢ法	6-AUT-1035 6-AUT-1405 6-AUT-1425
		マグネシウム	血清・尿	キシリジルブルー法	6-AUT-1036 6-AUT-1406 6-AUT-1426
		グルコース	血液・血清・尿	ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法	6-AUT-1050 6-AUT-1051
		乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清	IFCC対応法	6-AUT-1160
		アミラーゼ	血清・尿	JSCC標準化対応法	6-AUT-1018 6-AUT-1401 6-AUT-1421 6-AUT-1451
		ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP）	血清	L-ロイシン-p-ニトロアニリド基質法	6-AUT-1014
		クレアチンキナーゼ（CK）	血清	JSCC標準化対応法	6-AUT-1015
		鉄（Fe）	血清・尿	比色法 原子吸光法	6-AUT-1038 6-IMM-6646
		不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清	比色法	6-AUT-1435
		総鉄結合能（TIBC）（比色法）	血清	計算法	6-AUT-1434
		HDL-コレステロール	血清	酵素法（選択的抑制法）	6-AUT-1023
		無機リン及びリン酸	血清・尿	モリブデン酸直接法	6-AUT-1037 6-AUT-1407 6-AUT-1427
		総コレステロール	血清	酵素法	6-AUT-1021
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清	JSCC標準化対応法	6-AUT-1009
		アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清	JSCC標準化対応法	6-AUT-1010
		LDL-コレステロール	血清	酵素法（選択的可溶化法）	6-AUT-1418
		蛋白分画	血清	セルロースアセテート膜電気泳動法	6-AUT-1301
		アンモニア	血漿	酵素法	6-AUT-1043

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		グリコアルブミン	血清	酵素法	6-AUT-1055
5 免疫学的検査					
	D 0 1 1 免疫血液学的検査				
		A B O 血液型	血液	カラム凝集法 試験管法	6-HEM-3301
		R h (D) 血液型	血液	カラム凝集法 試験管法	6-HEM-3303
		C o o m b s 試験（イ 直接、ロ 間接）	血液	カラム凝集法	6-HEM-3316 6-HEM-3317 6-HEM-3327
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査				
		梅毒血清反応（S T S）定性	血清	ラテックス凝集反応	6-AUT-3401
		抗streptリジンO（A S O）定量	血清	ラテックス免疫比濁法	6-AUT-3002
		梅毒トレポネーマ抗体定性	血清	ラテックス凝集反応	6-AUT-3404
		H T L V - I 抗体定性	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-3544
		H I V - 1, 2 抗原・抗体同時測定定性	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-3503
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査				
		H B s 抗原	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6401
		H B s 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6404
		H C V 抗体定性・定量	血清	ラテックス凝集免疫比濁法 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-3521 6-AUT-3941
	D 0 1 4 自己抗体検査				
		リウマトイド因子（R F）定量	血清	ラテックス法	6-AUT-7886
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査				
		C 反応性蛋白（C R P）	血清	ラテックス凝集比濁法	6-AUT-1045
		免疫グロブリン	血清	免疫比濁法(TIA法)	6-AUT-3201
		IgG			6-AUT-3202
		IgA			6-AUT-3203
		IgM			
		C 3	血清	免疫比濁法(TIA法)	6-AUT-3209
		C 4	血清	免疫比濁法(TIA法)	6-AUT-3211
6 微生物学的検査					
	D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査				
		蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	喀痰・尿・糞 便・その他	蛍光染色	6-MIC-5702
		その他のもの	喀痰・尿・糞 便・その他	グラムハッカー法 チールネルゼン法 膚糸状菌染色	6-MIC-5001 6-MIC-5701 6-MIC-5115

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
	D 0 1 8 細菌培養同定検査				
		口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰・その他	質量分析法(MALDI) 確認培地法 同定キット法	6-MIC5976,5901～ 5910, 5388, 5957
		消化管からの検体	糞便・その他	質量分析法(MALDI) 確認培地法 同定キット法	6-MIC-5911, 5918 ～5920
		血液又は穿刺液	血液・穿刺 液・その他	質量分析法(MALDI) 確認培地法 同定キット法	6-MIC- 5979, 5941, 5942, 5944, 5950～5955
		泌尿器又は生殖器からの検体	尿・分泌物・ その他	質量分析法(MALDI) 確認培地法 同定キット法	6-MIC-5921, 5922, 5924, 5925, 5926～ 5931, 5933, 5935, 5936, 5978
		その他の部位からの検体	その他	質量分析法(MALDI) 確認培地法 同定キット法	6-MIC-5975, 5932, 5934, 5913, 5947～ 5949, 5961～ 5966, 5970, 5971, 5973, 5980, 5987～ 5990, 5992, 5993, 5977, 5912, 5914, 5967 5983
		嫌気性培養	喀痰・尿・糞 便・その他	選択培地	6-MIC-5128
	D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査				
		細菌薬剤感受性検査	喀痰・尿・糞 便・その他	ディスク核酸法 MIC法	6-MIC-5199 6-MIC-5032
		薬剤耐性菌検出	喀痰・尿・糞 便・その他	阻害試験法など	6-MIC-5199
	D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査				
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰・尿・糞 便・その他	MIGT法	6-MIC-5720
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）	喀痰・尿・糞 便・その他	小川培地法	6-MIC-5711

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
非基幹項目					
11 尿・糞便等検査					
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査				
		Bence Jones蛋白定性(尿)	尿	Putnum法	6-URI-4116
		VMA 定性（尿）	尿	濾紙法	6-URI-4115
		尿浸透圧	尿	氷点降下法	6-AUT-1433
		N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	尿	MPT基質法	6-AUT-1432 6-AUT-1412
		アルブミン定量（尿）	尿	免疫比濁法	6-AUT-1821 6-AUT-1824
	D 0 0 2－2 尿沈渣（フローサイトメトリー法）				
		尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿	フローサイトメトリー法	6-URI-4001
	D 0 0 3 糞便検査				
		虫卵検出（集卵法）（糞便）	糞便	MGL変法	6-URI-4281
		糞便塗抹顕微鏡検査 虫卵 脂肪 消化状況観察	糞便	直接塗抹法（顕微鏡法） ズダンIII法 目視法	6-URI-4251 6-URI-4316 6-URI-4371 6-URI-4317
		虫体検出（糞便）	糞便・その他	実体顕微鏡法 目視	6-URI-4321
		糞便中ヘモグロビン定性	糞便	ラテックス凝集法	6-URI-4353・4365
	D 0 0 4 穿刺液・採取液検査				
		関節液検査 蛋白定量 糖定量 細胞数 結晶鑑別	関節液	蛋白定量：ピロガロールレッド 糖定量：ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 細胞数:Fuchs-Rosenthal法 Bürker-Türk法 フローサイトメトリー法 偏光顕微鏡	6-URI-4421 6-URI-4424 6-URI-4423 6-URI-4619
		穿刺液検査 比重 リバルタ反応 蛋白定量 糖定量 細胞数 細胞腫類 外観	穿刺液	比重：屈折法 リバルタ反応：滴下法 蛋白定量：ピロガロールレッド 糖定量：ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 細胞数：フローサイトメトリー法 Bürker-Türk又はFuchs-Rosenthal計算盤 細胞種類：Wright-Giemsa法 外観：目視	6-URI-4602 6-URI-4603 6-URI-4605 6-URI-4625 6-URI-4618 6-URI-4901 6-URI-4608

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		髄液一般検査 蛋白定量、 糖定量、 細胞数、 比重、 細胞種類	髄液	蛋白定量：ビロガロールレッド 糖定量：ヘキソキナーゼ・G-6-PDH法 細胞数:Fuchs-Rosenthal法 比重：屈折法 細胞種類：Wright-Giemsa法	6-URI-4401 6-URI-4402 6-URI-4426 6-URI-4410 6-URI-4901
		精液一般検査 pH 運動率 正常形態率	精液	Thoma計算盤 pH試験紙	6-URI-4651 6-URI-4672 6-URI-4671 6-URI-4670
12 血液学的検査					
	D 0 0 5	血液形態・機能検査			
		赤血球沈降速度（E S R）	血液	Westergren原法	6-HEM-2801
		血液浸透圧、	血液	氷点降下法	6-AUT-1211
		好酸球（鼻汁・喀痰）	鼻汁・喀痰	Wright-Giemsa法	6-URI-4844・ 4845・4846
		血中微生物検査、	血液	Wright-Giemsa法	6-HEM-2811
		骨髓像	骨髓液・組織	Wright-Giemsa法 DAB(POD)法 ベルリン青染色法 アゾ色素法 McManas変法 朝長法	6-HEM-8004-19 6-HEM-2301・2311 6-HEM-2302・2312 6-HEM-2303・2304・ 2313・2314・2319・ 2320 6-HEM-2305・2315 6-HEM-2306・2316
	D 0 0 6	出血・凝固検査			
		アンチトロンビン活性	血漿	合成基質法	6-HEM-2110
13 生化学的検査 I					
	D 0 0 7	血液化学検査			
		アルドラーゼ	血清	UV-酵素法	6-AUT-1202
		遊離コレステロール	血清	酵素法	6-AUT-1022
		リン脂質	血清	コリンオキシダーゼ・DAOS法	6-AUT-1025
		銅（C u）	血清	比色法(3,5-DiBr-PAESA)	6-AUT-1904
		リパーゼ	血清	酵素法(1,2-ジグリセリド基質・TOOS法)	6-AUT-1019
		有機モノカルボン酸 乳酸	血清	酵素法(LaOD-POD法)	6-AUT-1078
		有機モノカルボン酸 ピルビン酸	血清	酵素法(PiOD-POD法)	6-AUT-1079
		胆汁酸	血清	酵素サイクリング法	6-AUT-1041
		A L P アイソザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	6-IMM-1331

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	測定方法	SOP
		アミラーゼアインザイム	血清・尿	アガロースゲル電気泳動法	6-IMM-1341 6-IMM-1344
		L Dアインザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	6-IMM-1321
		リボ蛋白分画	血清	アガロースゲル電気泳動法	6-IMM-1311
		C Kアインザイム	血清	アガロースゲル電気泳動法	6-IMM-1351
		遊離脂肪酸	血清	酵素法	6-AUT-1027
		1, 5 - アンヒドロ - D - グルシトール (1, 5 A G)	血清	酵素法	6-AUT-1317
		C K - M B (蛋白量測定)	血清	免疫阻害法	6-AUT-1358
		フェリチン定量	血清	ラテックス凝集反応	6-AUT-6309
		エタノール	血清・尿	ガスクロマトグラフ/FID法	6-IMM-6661 6-IMM-7597
		K L - 6	血清	ラテックス凝集法	6-AUT-6396
		アルミニウム (A I)	血清	原子吸光法	6-IMM-6641
		シスタチンC	血清	ラテックス凝集反法	6-AUT-6240
		25 - ヒドロキシビタミン	血清	化学発光酵素免疫測定法	6-AUT-1710 6-AUT-2623
		亜鉛 (Z n)	血清・尿	原子吸光法	6-IMM-6639 6-IMM-6640
		葉酸	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-6618
		レムナント様リボ蛋白コレステロール (R L P - C)	血清	酵素法	6-AUT-7817
		ビタミンB12	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-6616
14 生化学的検査 II					
	D 0 0 8 内分泌学的検査				
		プロラクチン (P R L)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6024
		トリヨードサイロニン (T 3)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6046
		甲状腺刺激ホルモン (T S H)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6041
		インスリン (I R I)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6170
		サイロキシン (T 4)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6043
		卵胞刺激ホルモン (F S H)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6016
		C - ペプチド (C P R)	血清・尿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6192 6-IMM-6203・6249・6250
		黄体形成ホルモン (L H)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6008

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	測定方法	SOP
		テストステロン	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6131
		遊離サイロキシシン (F T 4)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6044
		遊離トリヨードサイロニン (F T 3)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6047
		コルチゾール	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-6074
		サイログロブリン	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-7057
		脳性N a利尿ペプチド (B N P)	血漿	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-IMM-6372
		ヒト絨毛性ゴナドトロピン (H C G) 定量	血清・尿	蛍光酵素免疫測定法(FEIA法)	6-URI-6150 6-URI-6151
		脳性N a利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (N T - p r o B N P)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6374
		プロゲステロン	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6147
		酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (T R A C P - 5 b)	血清	酵素免疫測定法(EIA法)	6-IMM-7334
		骨型アルカリホスファターゼ (B A P)	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-3127
		I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P I N P)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-7543
		副甲状腺ホルモン (P T H)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6064
		エストラジオール (E 2)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6137
		副腎皮質刺激ホルモン (A C T H)	血漿	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-7637
		心房性N a利尿ペプチド (A N P)	血漿	蛍光酵素免疫測定法(FEIA法)	6-URI-7646
		抗ミューラー管ホルモン (A M H)	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-6302
	D 0 0 9 腫瘍マーカー				
		癌胎児性抗原 (C E A)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-7079
		α -フェトプロテイン (A F P)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-7080
		扁平上皮癌関連抗原 (S C C抗原)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6315
		前立腺特異抗原 (P S A)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-7605
					6-AUT-7606
				化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法)	6-AUT-6386 6-AUT-6400

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	測定方法	SOP
		C A19-9	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6316
		P I V K A - II 定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6390
		C A125	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6318
		神経特異エノラーゼ (N S E)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-6320
		C A72-4	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-6323
		遊離型 P S A 比 (P S A F / T 比)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法) 化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA法)	6-AUT-7605 6-AUT-6386
		サイトケラチン19フラグメント (シフラ)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6348
		ガストリン放出ペプチド前駆体 (P r o G R P)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-IMM-7969
		CA15-3	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-6319
	D 0 1 0 特殊分析				
15 免疫学的検査					
	D 0 1 1 免疫血液学的検査				
		Rh (その他の因子) 血液型	血液	試験管法 カラム凝集法	6-HEM-3304 6-HEM-3318 6-HEM-3331 6-HEM-3328 6-HEM-3309
		不規則抗体	血液	カラム凝集法	6-HEM-3314
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査				
		マイコプラズマ抗体定性	血清	酵素免疫測定法	6-IMM-5891
		マイコプラズマ抗体半定量	血清	粒子凝集反応(PA法)	6-IMM-3010
		梅毒血清反応 (S T S) 半定量	血清	炭末凝集法	6-IMM-3405
		梅毒トレポネーマ抗体半定量	血清	PA法	6-IMM-3408
		アデノウイルス抗原定性 (糞便)	糞便	免疫クロマト法	6-MIC-5147
		ロタウイルス抗原定性 (糞便)	糞便	免疫クロマト法	6-MIC-5143
		ウイルス抗体価 (定性・半定量・定量) (1項目当たり) 風疹ウイルス	血清	赤血球凝集抑制反応(HI法)	6-IMM-3651
		クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	糞便	免疫クロマト法	6-MIC-5384
		ヘリコバクター・ピロリ抗体、	血清	ラテックス凝集反応 酵素免疫測定法(EIA法)	6-AUT-3619 6-IMM-7902,2684
		トキソプラズマ抗体	血清	化学発光免疫測定法 (CLIA法)	6-AUT-4300

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		トキソプラズマ I g M 抗体	血清	化学発光免疫測定法（CLIA法）	6-AUT-4302
		A 群 β 溶連菌迅速試験定性	その他	免疫クロマト法	6-MIC-5136
		梅毒トレポネーマ抗体（F T A - A B S 試験）定性	血清	間接蛍光抗体法	6-IMM-3409～3412
		ヘリコバクター・ピロリ抗原定性	糞便	酵素免疫測定法(EIA法)	6-IMM-7908
		大腸菌血清型別	その他	凝集法	6-MIC-5123
		アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	その他	モノクローナル抗体法	6-MIC-3950
		肺炎球菌莢膜抗原定性（尿・髄液）	尿・髄液	免疫クロマト法	6-MIC-3424
		グロプリンクラス別ウイルス抗体価（1項目当たり） 風疹ウイルス 麻疹ウイルス ムンプスウイルス 水痘・帯状疱疹ウイルス サイトメガロウイルス	血清	麻疹IgG 酵素免疫測定法（EIA法） 風疹IgG 酵素免疫測定法（EIA法） 風疹IgG 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法） ムンプスIgG 酵素免疫測定法（EIA法） 水痘・帯状疱疹IgG 酵素免疫測定法（EIA法） サイトメガロウイルスIgG 化学発光免疫測定法（CLIA）法 サイトメガロウイルスIgM 化学発光免疫測定法（CLIA）法	6-IMC-3870・3937・9875 6-IMC-3866・3935・9806 6-AUT-2527-3 6-IMC-3874・3958・9825 6-IMC-3858・3909・9949 6-IMM-4271 6-IMM-4304
		レジオネラ抗原定性（尿）	尿	免疫クロマト法	6-MIC-3047
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査				
		H B s 抗原定性・半定量	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-3418
		H B s 抗体定性	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-AUT-3419
		H B e 抗原	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6407
		H B e 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6410
		H C V コア蛋白	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-AUT-3531
		H B c 抗体半定量・定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-6413
		H A - I g M 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-IMM-6423
		H A 抗体	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-IMM-3658
	D 0 1 4 自己抗体検査				
		寒冷凝集反応	血清	赤血球凝集反応	6-IMM-3009
		抗核抗体（蛍光抗体法）半定量	血清	間接蛍光抗体法	6-IMM-2367
		抗核抗体（蛍光抗体法）定量	血清	蛍光酵素免疫測定法（FEIA法）	6-IMM-3653

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	測定方法	SOP
		マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	血清	ラテックス凝集反応	6-AUT-3441
		抗 J o - 1 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2765
		抗サイログロブリン抗体	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-3174
		抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-3166
		抗 R N P 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2763
		抗 S m 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2765
		抗 S c l - 70 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2775
		抗 S S - B / L a 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2761
		抗 S S - A / R o 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2759
		抗 D N A 抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2757
		抗セントロメア抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2771
		抗ミトコンドリア抗体定量	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2777
		抗シトルリン化ペプチド抗体定量	血清	化学発光免疫測定法(CLIA法)	6-AUT-3130
		抗 T S H レセプター抗体 (T R A b)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	6-IMM-6391
		抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体 (M P O - A N C A)	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2767
		抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体 (P R 3 - A N C A)	血清	蛍光酵素免疫測定法 (FEIA法)	6-IMM-2769
	D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査				
		C反応性蛋白 (C R P) 定性	血清	ラテックス凝集比濁法	6-AUT-3001
		血清補体価 (C H 50)	血清	リボソーム免疫測定法	6-AUT-3110
		クリオグロブリン定性	血清	寒冷沈殿法	6-IMM-3220
		非特異的 I g E 定量	血清	蛍光酵素免疫測定法(FEIA)	6-IMM-6702
		$\beta 2$ -マイクログロブリン	血清・尿	ラテックス免疫比濁法	6-AUT-6307 6-AUT-6308
		特異的 I g E 半定量・定量	血清	蛍光酵素免疫測定法(FEIA)	6-IMM-6703,7165
		免疫電気泳動法 (抗ヒト全血清)	血清	寒天泳動法	6-IMM-3225
		T A R C	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	6-IMM-6986
		アトピー鑑別試験定性	血清	蛍光酵素免疫測定法(FEIA)	6-IMM-6703,7165
		B e n c e J o n e s 蛋白同定 (尿)	尿	寒天泳動法	6-IMM-3227
		免疫電気泳動法 (特異抗血清)	血清	寒天泳動法	6-IMM-3226
		結核菌特異的インターフェロン- γ 産生能	血液	酵素免疫吸着測定法(ELISA法) ELISPOT法	6-IMM-2380 6-IMM-7304
	D 0 1 6 細胞機能検査				
		T細胞サブセット検査 (一連につき)	血液	フローサイトメトリー法	6-FLO- 7362,7366,7368 6-FLO-3635

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
		T細胞・B細胞百分率	血液	フローサイトメトリー法	6-FLO-7498,7361,7374,7375
16 微生物学的検査					
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査			
		保温装置使用アメーバ検査	糞便・その他	顕微鏡法	6-URI-4381
	D 0 1 9 - 2	酵母様真菌薬剤感受性検査			
	D 0 2 1	抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）			
		抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	その他	質量分析法	6-MIC-5803
	D 0 2 2	抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）			
		抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）	その他	一濃度比率法	6-MIC-5802
	D 0 2 3 - 2	その他の微生物学的検査			
		尿素呼気試験（U B T）	その他	赤外分光法	6-IMM-6069 6-IMM-6239
		大腸菌ペロトキシン定性	その他	逆受身ラテックス凝集反応法	6-MIC-5095
17 遺伝子関連検査・染色体検査					
	a-1	体細胞遺伝子検査(血液腫瘍・移植などの造血管関連検体・生殖由来細胞)(NGS以外)			
	a-2	体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS以外)			
	b	病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)			
		クラミジア・トラコマチス核酸検出	その他・尿	リアルタイムPCR法	6-MOL-1255,1256,1257,1265,1266,1267,1291,1292,1293
		淋菌核酸検出	その他・尿	リアルタイムPCR法	6-MOL-1255,1256,1257,1265,1266,1267,1291,1292,1293
		H B V 核酸定量	血清	リアルタイムPCR法	6-MOL-1843
		淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	その他・尿	リアルタイムPCR法	6-MOL-1255,1256,1257,1265,1266,1267,1291,1292,1293
		H P V 核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）	その他	リアルタイムPCR法	6-MOL-1847
		結核菌群核酸検出	その他	リアルタイムPCR法	6-MIC-5806
		マイコバクテリウム・アピウム及びイントラセルラー（M A C）核酸検出	その他	リアルタイムPCR法	6-MIC-5807
		H C V 核酸定量	血清	リアルタイムPCR(RT-PCR)法	6-MOL-3568
		S A R S コロナウイルス核酸検出	その他	リアルタイムPCR(RT-PCR)法	6-MOL-2818
	c	染色体検査(NGS以外)			
	d	生殖細胞系列遺伝子検査(NGS以外)			
	e	NGS(保険収載項目のみ、病原体核酸同定、体細胞遺伝子検査、染色体検査、生殖細胞系列遺伝子検査)			

RML00190 株式会社江東微生物研究所 中央研究所つくば 活動リスト

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	測定方法	SOP
18 その他検査					
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）				
		ジギタリス製剤 ジゴキシン	血清	ラテックス法	6-AUT-6501
		抗てんかん剤 フェニトイン	血清	ラテックス法	6-AUT-6506
		抗てんかん剤 フェノバルビタール	血清	ラテックス法	6-AUT-6505
		テオフィリン製剤	血清	ラテックス法	6-AUT-6504
		不整脈用剤 ジソピラミド	血清	EIA法	6-AUT-7568
		ハロペリドール製剤	血清	EIA法	6-AUT-6521
		プロムペリドール製剤	血清	EIA法	6-AUT-6537
		リチウム製剤	血清	原子吸光法	6-IMM-6516
		バルプロ酸ナトリウム	血清	ラテックス法	6-AUT-6509
		カルバマゼピン	血清	ラテックス法	6-AUT-6507
		グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン）	血清	ラテックス法	6-AUT-6530