

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更日 令和7年1月8日（水）受付分より

■変更内容

検査項目	変更箇所	新	旧	変更理由	検査案内掲載頁
7749 アポリポE遺伝子型	検査方法	PCR-Invader 法	Invader 法	測定試薬販売中止	未掲載
	所要日数	5～11日	9～12日		
4966 遺伝子解析 SMA	検査方法	デジタル PCR 法	MLPA 法	測定試薬の見直し	
	所要日数	5～8日	16～24日		
	報告範囲 (報告形式)	SMN1 遺伝子エクソン7 及び SMN2 遺伝子エクソン7のコピー数を報告します。	SMN1 遺伝子のエクソン7および8のコピー数と SMN2 遺伝子のエクソン7および8のコピー数も併せて報告します。		
3071 抗腓島細胞抗体	基準範囲	5.00 未満 JDFU	1.25 未満 JDFU	基準範囲の見直し	

■判定一致率（アポリポE遺伝子型）

n=27		旧法					
		ε 2/ ε 2	ε 2/ ε 3	ε 2/ ε 4	ε 3/ ε 3	ε 3/ ε 4	ε 4/ ε 4
新法	ε 2/ ε 2	2					
	ε 2/ ε 3		5				
	ε 2/ ε 4			5			
	ε 3/ ε 3				5		
	ε 3/ ε 4					5	
	ε 4/ ε 4						5

判定一致率：100.0%

<裏面に続く>

■判定一致率（遺伝子解析SMA）

n=19	新法		旧法	
	SMN1(コピー数)	SMN2(コピー数)	SMN1(コピー数)	SMN2(コピー数)
1	0	3	0	3
2	0	3	0	3
3	0	4	0	4
4	1	2	1	2
5	1	1	1	1
6	1	3	1	3
7	1	3	1	3
8	1	0	1	0
9	1	3	1	3
10	2	0	2	0
11	2	2	2	2
12	2	3	2	3
13	2	2	2	2
14	3	1	3	1
15	2	2	2	2
16	3	0	3	0
17	0	4	0	4
18	1	2	1	2
19	0	3	0	3

判定一致率：100.0%

以上

※お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション

2024-A-059