

検体容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目に付属されている綿棒が販売中止のため、別メーカーの綿棒に変更させていただきます。これに伴い、検体抽出方法を一部変更させていただきます。

敬白



記

■変更日 令和7年1月お届け分から順次

■変更項目 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液）（項目コード：7980）

検査案内 p153

■変更内容

項目名	変更箇所	新	旧
顆粒球エラスターゼ （子宮頸管粘液）	専用容器 35		
	抽出方法	検体抽出液がしみ込んだ綿棒を抽出容器壁面に軽く押しつけて、抽出液が滴らない程度にした後、取り除きます。	綿棒にしみ込んだ検体抽出液を抽出容器ごと指で押しつぶす等して絞り出した後、綿棒を取り除きます。

以上

*お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション

2024-A-060